


Dotyczy pakietu 16 poz 1 i 3




SenSura® Mio

Sprzęt 1-częściowy z płaskim przylepcem


Bezpiecznie dopasowuje się do indywidualnych kształtów

Ludzie mają indywidualne postury, a kształty ich brzuchów zmieniają się w zależności od wykonywanych ruchów ciała w ciągu dnia.


Podąża za naturalnymi ruchami ciała...



...podczas schylania się



...podczas wstawania



...i podczas rozciągania

Nowy elastyczny przylepiec

Dostosowuje się do indywidualnego kształtu ciała i zapewnia bezpieczne przyleganie i dopasowanie do przepuklin, blizn, fałd oraz nierówności skórnych.

Formuła przylepca oparta na systemie miękkich, przylepnych hydrokoloidów,

zapewnia niezbędne przyleganie i pochłanianie wilgoci, co pozwala poradzić sobie z jej nadmiernym wydzielaniem.

Warstwa dolna

Została zaprojektowana specjalnie dla ochrony skóry wokół stomii.




Elastyczny przylepiec SenSura Mio, który zapewnia doskonałe dopasowanie i wyjątkowy komfort, dedykowany jest dla osób z kolostomią, ileostomią i urostomią.

W sprężcie 1-częściowym otwartym i urostomijnym znajduje się przylepiec, który jest przeznaczony do bardziej agresywnej treści jelitowej i moczowej.

SenSura Mio zapewnia **doskonałe dopasowanie**, ponieważ ma elastyczny przylepiec, który dopasowuje się do indywidualnych kształtów i podąża za naturalnymi ruchami ciała.


SenSura Mio zapewnia **wyjątkowy komfort**, ponieważ nowa tkanina i neutralny szary kolor dają optymalną dyskrecję. Jego okrągły filtr zapewnia optymalną ochronę przed blokadą i balonowaniem worka.



Pozostaje dyskretny

Neutralny kolor został wybrany specjalnie – jego celem jest byćcie niezauważonym pod wszystkimi kolorami ubioru – nawet pod białym. Daje to użytkownikom swobodę

ubierania się w to, co chcą i umożliwia im zachowanie pewności siebie w sytuacjach towarzyskich.



Całkowicie inny w dotyku

SenSura Mio wykonana jest w całości z materiału tekstylnego, dzięki czemu wydaje się być mniej sprzętem medycznym, a bardziej częścią ubrania lub dodatkiem do ubioru.



Okrągły filtr

Unikalny filtr wstępny zapewnia większą ochronę przed zatykaniem. Udowodniono, że zmniejsza ryzyko balonowania worka o 61%¹.

Sprzęt stomijny SenSura Mio Coloplast to szeroka gama produktów.



Worek zamknięty

Worek SenSura Mio 1-częściowy zamknięty dedykowany jest osobom z kolostomią. Jest on dostępny w wersji przezroczystej lub w wersji neutralnej szarej z materiałem tekstylnym, który jest niewidoczny nawet pod białym ubraniem.

Worek zamknięty z okienkiem

Worek zamknięty jest stosowany przez osoby z kolostomią. Jest on dostępny w wersji neutralnej szarej w 3 rozmiarach: mini, midi, maxi. Okienko daje możliwość bezpośredniej kontroli stanu przyłepca oraz treści jelitowej i sprawia, że łatwiej i szybciej można przymocować go do skóry.



poz. 1

Worek otwarty z uściem zapinanym na rzepy Hide-away

SenSura Mio 1-częściowy otwarty przeznaczony jest dla osób z kolostomią i ileostomią. Worek jest dostępny w wersji przezroczystej lub neutralnej szarej z materiałem tekstylnym, który jest niewidoczny nawet pod białym ubraniem.

Specjalne uście zapinane na rzepy pozwala na jego częste opróżnianie. Worek z okienkiem umożliwia dodatkowe schowanie uścia.

Worek urostomijny poz. 3





SenSura Mio sprzęt 1-częściowy urostomijny jest dedykowany osobom z urostomią. Występuje w wersji przezroczystej lub neutralnej szarej. Uście z kurkiem pozwala na jego częste opróżnianie. Worek 1-częściowy jest dostępny w wersji płaskiej w dwóch rozmiarach worka: midi i maxi. Jest wielokomorowy co pozwala zachować dodatkową dyskrecję. Komory worka zapewniają płaski kształt i pozwalają na przyleganie do ciała oraz redukcję odgłosów pluskania.





Asortyment sprzętu 1-częściowego

SenSura Mio z płaskim przylepcem

Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	pojem- ność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, filtr okrągły 430, Mini	15-45	120	30	-	108700
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, filtr okrągły 430, Midi	15-45	440	30	-	108710
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, filtr okrągły 430, Maxi	15-45	570	30	-	108810
	SenSura Mio, worek zamknięty, filtr okrągły 430, Maxi	15-55	520	30	108910	-




Worki SenSura Mio otwarte – sprzęt 1-częściowy, z zamknięciem na rzepy Hide-away

	SenSura Mio, worek otwarty, z okienkiem, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	30	-	104510
	SenSura Mio, worek otwarty, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	30	-	104560
	SenSura Mio, worek otwarty, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	30	poz 1 104580	-

Asortyment sprzętu 1-częściowego

SenSura Mio z płaskim przylepcem

Worki SenSura Mio urostomijne – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	pojem- ność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio worek urostomijny, Midi	10-45	350	30	-	105810
	SenSura Mio worek urostomijny, Maxi	10-45	460	30	-	105820
	SenSura Mio worek urostomijny, Maxi	10-45	460	30	poz. 3 105860	-



SenSura® Mio

Sprzęt 2-częściowy z płaskim przylepcem

Doskonałe dopasowanie. Wyjątkowy komfort.

Sprzęt stomijny z elastycznym przylepcem SenSura Mio mogą używać osoby z kolostomią, ileostomią i urostomią (także w postaci sprzętu 2-częściowego).

SenSura Mio zapewnia doskonałe dopasowanie, ponieważ ma elastyczny przylepiec, który dopasowuje się do indywidualnych kształtów i podąża za naturalnymi ruchami ciała. Przylepiec, przeznaczony do wszystkich rodzajów treści jelitowej i moczowej, został zastosowany w sprzęcie 2-częściowym celem zapewnienia dłuższego okresu noszenia.

SenSura Mio zapewnia wyjątkowy komfort, ponieważ tkanina i neutralny szary kolor dają optymalną dyskrecję. Okrągły filtr zapewnia ochronę przed jego blokadą i balonowaniem.



Dostępny z zamknięciem Click

Nowe tężenie Click posiada zamek w kształcie pierścienia, zaprojektowany dla zapewnienia poczucia pewności i bezpieczeństwa.

„Kliknięcie” potwierdza bezpieczne przymocowanie worka do płytki. Zanim worek zostanie zablokowany, można nim obracać do osiągnięcia pożądanego pozycji.



W sprzęcie 2-częściowym płytka łączy się z workiem urostomijnym, workiem stomijnym zamkniętym lub otwartym z ujściem Hide-away za pomocą zamknięcia Click.

Worek otwarty z ujściem
zapiętym na rzepy Hide-away
Sprzęt SenSura Mio Click 2-częściowy otwarty dedykowany jest osobom z ileostomią. Jest też często używany przez osoby z kolostomią. Specjalne ujście umożliwia łatwiejsze opróżnianie worka.

Worek urostomijny
Sprzęt SenSura Mio Click 2-częściowy urostomijny dedykowany jest osobom z urostomią.

Worek zamknięty
Sprzęt SenSura Mio Click 2-częściowy zamknięty dedykowany jest osobom z kolostomią.


Płytkę stomijną SenSura Mio Click
Płytkę stomijną Click, z uszkami do paska, dostępną w czterech rozmiarach tęczenia.







Asortyment sprzętu 2-częściowego

SenSura Mio Click z płaskim przylepcem

Płytki stomijne SenSura Mio Click – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	ilość w opak.	numer katalogowy
	SenSura Mio Płytką stomijna Click, z uszkami do paska	40, 10-35	5	105020
		50, 10-45	5	105120
		60, 10-55	5	105220
		70, 10-65	5	105310

Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 2-częściowy





	nazwa	rozmiar (mm)	pojem- ność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezro- czysty	neutralny szary
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, filtr okrągły 430, Maxi	40	595	30	114030	114020*
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, filtr okrągły 430, Maxi	50	515	30	114140	114130*
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, filtr okrągły 430, Maxi	60	530	30	114230	114220*
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, filtr okrągły 430, Maxi	70	490	30	114260	114250*

* worki z okienkiem

Asortyment sprzętu 2-częściowego





SenSura Mio Click z płaskim przylepcem

Worki SenSura Mio Click otwarte – sprzęt 2-częściowy, z zamknięciem na rzepy Hide-away


	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio Click, worek otwarty, filtr okrągły 430, Maxi	40	550	30	114330	114340
	SenSura Mio Click, worek otwarty, filtr okrągły 430, Maxi	50	550	30	114440	114430*
	SenSura Mio Click, worek otwarty, filtr okrągły 430, Maxi	60	495	30	114530	114520*
	SenSura Mio Click, worek otwarty, filtr okrągły 430, Maxi	70	455	30	114570	114560*

* worki z okienkiem

Worki SenSura Mio Click urostomijne – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio Click, worek urostomijny, Maxi	40	510	30	114920	114910
	SenSura Mio Click, worek urostomijny, Midi	50	400	30	-	114960
	SenSura Mio Click, worek urostomijny, Maxi	50	487,5	30	114980	114970
	SenSura Mio Click – worek urostomijny, Maxi	60	445	30	115000	114990

Paski mocujące Brava

	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	ilość w opak.	numer katalogowy
	Brava Pasek mocujący do SenSura Mio z czterema zaczepami	Standard	15 (opakowanie zbiorcze)*	004230
		XXL	15 (opakowanie zbiorcze)*	004240

* dla pacjenta sprzedawane pojedynczo