

Nowy rezonans i tomograf badają pacjentów w zmodernizowanej siedzibie

2017-09-01

Od 1 września w Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz Tomografii Komputerowej zaczęto diagnozować pacjentów nowoczesnymi aparatami. Nowe urządzenia zapewniają wysoką jakość przeprowadzanych badań, ich szerszy zakres oraz większy komfort i bezpieczeństwo dla pacjentów.

Maja także inny atut - są dostosowane do udźwigu pacjentów o wadze: TK - 227 kg, a MR - 235 kg.


Duże znaczenie ma otwór pola magnesu, którego średnica wynosi 70 cm i jest 10 cm większa, niż poprzednio. To umożliwia badanie pacjentów otyłych, z szerokimi barkami, a także osoby cierpiące na klaustrofobię.

Pracownie tomografu i rezonansu pracują w trybie całodobowym.

W swoje poprzednie miejsce wraca także rejestracja.

Tym samym zakończył się półroczny okres remontu i przebudowy obu pracowni oraz towarzyszącym im pomieszczeń. W tym okresie przeprowadzono badania w przewoźnych pracowniach.

Więcej informacji w zakładce Działy i Zakłady: Dział Diagnostyki Obrazowej na górze strony głównej.



tomogr_1_pacjent_4_.JPG



rezonans_1badanie_9_.JPG